



ALS Solutions

Kurzanleitung

[Start](#)



Inhaltsverzeichnis

Klicken um ein Thema zu wählen



[Zugang zu ALS Solutions](#)

[Probenregistrierung](#)

[Ergebnisse](#)

Zugang zu ALS Solutions



Um auf ALS Solutions zuzugreifen, gehen Sie einfach zu <https://alsolutions.alsglobal.com>

(Die empfohlenen Webbrowser für die beste Leistung sind die neuesten Versionen von Google Chrome oder Microsoft Edge. Internet Explorer wird nicht mehr unterstützt.)

Melden Sie sich dann entweder mit Ihrem Benutzernamen und Passwort oder mit Ihrem Social-Media-Konto an:

Wenn Sie sich mit dem Social-Media-Anmelden anmelden möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter DE_Support_ALSolutions_Envi@ALSGlobal.com, damit Ihr Konto verknüpft werden kann.

Benutzername & Passwort

Welcome to
ALS SOLUTIONS

Username
order-env-munich@alsglobal.com

Password

[Forgotten?](#)

 Erfolg!



[SIGN IN](#)

Or

  

Social Media Anmeldung (Office 365, Linked In, Google)

Welcome to
ALS SOLUTIONS

Username
order-env-munich@alsglobal.com

Password

[Forgotten?](#)

 Erfolg!



[SIGN IN](#)

Or

  

[Menü](#)

Probenregistrierung



- Gehe zu Kundenportal > Probenregistrierung

ALS SOLUTIONS

Kundenportal

Probenregistrierung

xxx Weißwurst AG

Suche

+ (Callout: Klicken Sie, um einen neuen Arbeitsauftrag zur Proberegistrierung zu starten)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

☐	Auftragsbezeichnung	WT - Auftragsnummer	Bearbeitungsstat...	Auftragsdatum	Ihre Bestellnumm...	Probeneingang
☐	Test Status ALS S (mld)	GER202600000351	eingegangen	21-04-2026		22-04-2026
☐	Test ALS S mld Status	GER202600000324	freigegeben	15-04-2026		16-04-2026
☐	Test Pakete	GER202600000200	eingegangen	11-03-2026		13-03-2026

[Menü](#)

Dies ist der Einstiegspunkt für alle neuen Probenregistrierungen.

[weiter](#)

Probenregistrierung



Wir haben für Sie bereits Voreinstellungen getroffen,
für individuelle
Vorlage kontaktieren Sie bitte Ihren
Sachbearbeiter.

Klicken Sie auf ‚Weiter‘, um
fortzufahren

Neu

Auftrag

Kundenstandort

xxx Weißwurst AG

Benötigt

☒ Leer

☐ Auftragsvorlage verwenden

Vorlage anzeigen

Probenregistrierung ENV (WT-Test)

Benötigt

☐ Diese als meine Standardvorlagen festlegen

Schließen

Weiter

[zurück](#)

[weiter](#)

Probenregistrierung



Bearbeiten

Wählen Sie ihren Referenzauftrag für die Analytik

Bearbeitungsstatus

Neu

Auftragsdatum

Anlieferstandort ALS

Auftraggeber

xxx Weißwurst AG

Auftraggeber

xxx Weißwurst AG

Referenzauftrag

Benötigt für die Einreichung

Auftragsbezeichnung

Benötigt für die Einreichung

Kontaktperson

* Auftragspreis netto

Währung

EUR

Probenehmer

Probeneingang

Benötigt für die Einreichung

Ihre Bestellnummer

Gibt es weitere Details zu Ihrer Probe?

Proben

+

Probe

Mehrfachprobe

Geplante Proben

Samples from Work Order Template

Probenbezeich...

Probenahmedatum

Probenart

* Einzelpreis netto

Seite

keine Daten

Schließen

Speichern

[zurück](#)

Bitte geben Sie alle relevanten Daten zu Ihrem Auftrag ein, einige Daten sind Pflichtangaben für die Übermittlung des Auftrages.
Alle eingegebenen Daten finden Sie später auf ihrem Prüfbericht.

[weiter](#)

Probenregistrierung



Geben Sie Informationen in den Abschnitt 'Probendetails' ein. Alle mit 'Benötigt für die Einreichung' gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Fügen Sie die erforderliche Analytik hier hinzu

Bearbeiten
Proben

Probendetails

Anzahl Proben
1

Probenart
Benötigt für die Einreichung

Probenart
Benötigt für die Einreichung

Probenbezeichnung
Benötigt für die Einreichung

Probenahmedatum
Gibt es weitere Details zu Ihrer Probe?

* Einzelpreis netto

Testelemente

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Name

Code

* geschätzter Preis

0

20

Elemente pro Seite

keine Daten

* vorab Preisinformation, die endgültigen Preise stehen erst nach Auftragsprüfung durch ALS fest

Schließen

Speichern

[zurück](#)

[weiter](#)

Probenregistrierung



Analytik durch
Anklicken
auswählen

Leistungspositionen hinzufügen

Probe

Filter

Suche

löschen

Suche

Testelemente

Leistungsposition	EUR *
☒ 0001 Feinzerkleinerung (F org) Probenaufarbeitung (Zerkleinerung) - Routine 1.1 Oppin (1)	10.00
☒ 0002 Trockensubstanz (TS) (F org) Probenaufarbeitung (Gravimetrie) - Routine 1.2 Oppin (1)	10.00
☐ 0003 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (OS) (F org) Komplett (LC-DAD/FLD) - Routine 1.3 Oppin (1)	56.00
☐ 0004 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in organischen Feststoffen (HPLC) 1.4 Oppin (1)	56.00
☐ 0005 PCB (Polychlorierte Biphenyle) (F org) Komplett (GC-MS) - Routine 1.5 Oppin (1)	60.00
☒ 0006 PCB Summe 6 Komponenten x 5 (F org) Komplett (GC-MS) - Routine 1.6 Oppin (1)	60.00
☐ 0007 Königwasserdruckaufschluss (F org) - Probenaufarbeitung - Routine	12.00

Bearbeiten

Proben

Probendetails

Anzahl Proben
5

Probenart
Boden

Probenbezeichnung
Test 1

Probenahmedatum
13-05-2026

* Einzelpreis netto
80.00

Gibt es weitere Details zu Ihrer Probe?

Testelemente

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Name	Code	* geschätzter Preis
☒ 0001 Feinzerkleinerung (F org) Probenaufarbeitung (Zerkleinerung) - Routine	1.1 Oppin (1)	10.00
☒ 0002 Trockensubstanz (TS) (F org) Probenaufarbeitung (Gravimetrie) - Routine	1.2 Oppin (1)	10.00
☒ 0006 PCB Summe 6 Komponenten x 5 (F org) Komplett (GC-MS) - Routine	1.6 Oppin (1)	60.00

Speichern und zurück zur
Übersicht

Speichern und zurück zur
Übersicht

[zurück](#)

[weiter](#)

Probenregistrierung



Bearbeiten
Auftrag

Überschrift

WT - Auftragsnummer
GER20260000435

Bearbeitungsstatus
Neu

Auftragsdatum

Anlieferstandort ALS

Auftraggeber
xxx Weißwurst AG

Kontaktperson

* Auftragspreis netto
400.00

Währung
EUR

Probenehmer

Ihre Bestellnummer
123456

Probeneingang
20-05-2026

Gibt es weitere Details zu Ihrem Auftrag?

Proben

#	Probenbezeichn...	Probenart	Probenahmedatum	* Einzelpreis netto	Gibt es weitere Details zu Ihrer Probe?
1	Test 1	Boden	13-05-2026	80.00	
2	Test 2	Boden	13-05-2026	80.00	
3	Test 3	Boden	13-05-2026	80.00	
4	Test 4	Boden	13-05-2026	80.00	
5	Test 5	Boden	13-05-2026	80.00	

Einträge 1 - 5 von 5

Speichern

Überprüfen Sie Ihre Probenangaben und Analytik im Auftrag. Sie können Probenangaben und Analytik bei Bedarf direkt in den Tabellen bearbeiten.

Details anzeigen zeigt den vollen Namen der Leistungsposition

Wählen Sie eine der ‚Speichern‘-Optionen, um Ihren Auftrag zu speichern

Um den Auftrag an das Labor einzureichen wählen Sie Speichern & Einreichen (es können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden).

[zurück](#)

right solutions. right partner.

[Menü](#)

Speichern
Speichern & Schließen
Speichern & Einreichen

Schließen

Speichern

Ergebnisse



- Gehe zu Kundenportal > Ergebnisse

Home

Kundenportal

Ergebnisse

Probenregistrierung

ALS SOLUTIONS

Germany

Contacts

Kundenportal

Ergebnisse

Auswählen nach Probenserie

xxx Weißwurst AG

Batch - Probeneingang: Letzte 30 Tage

Suche

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Batch	Icon	Probenserie	Status	Eingangsdatum	Auftragsnummer	Auftragsbezeichnung
☐		26-052847	freigegeben	21-04-2026	CMU-01262-26	Test Status manuell angelegter Auftrag (mld)
☐		26-052863	in Bearbeitung	22-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mld)
☐		26-052879	freigegeben	21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mld)
☐		26-058291	freigegeben	04-05-2026	CMU-01419-26	Test Probe ALS Germany (München)

1

60

Elemente pro Seite

Einträge 1 - 4 von 4

☐ Ausstehend(0)

☐ Keine Spezifizierung(4)

☐ Bestanden*(0)

☐ Warnung(0)

☐ Nicht konform(0)

☒ Gesamt (4)

Zwischenergebnis

Ergebnisupdate von bereits berichtetem Wert

Bestanden* wird gemäß Kundenspezifikation vergeben und stellt keine Bestätigung des Ergebnisses durch ALS dar.

Menü

weiter

Ergebnisse



Informationen, die in der Auftragsübersicht der Probe angezeigt werden

Schnellsuche öffnet zusätzliche Suchfunktion. Diese kann verwendet werden, um den Datumsbereich zu ändern.

Ergebnisse

xxx Weißwurst AG

Batch - Probeneingang: Letzte 90 Tage

Suche

View Results

Exportieren

Datumszeitraum für die Auftragsauflistung. Dies wird standardmäßig auf 'Letzte 30 Tage' gesetzt, kann aber geändert werden

Schnellzugriff auf Prüfberichte und Excel Exporte

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Batch					
☐	Icon			🔽 Eingangsdatum	🔽 Auftragsnummer	🔽 Auftragsbezeichnung	🔽
☐	⋮	⇄					
☐	⋮		26-050125	freigegeben	16-04-2026	CMU-01207-26	Test mid alter Webshop
☐	⋮		26-050154	freigegeben	16-04-2026	CMU-01209-26	Test Status mid alter Webshop
☐	⋮		26-050192	freigegeben	16-04-2026	CMU-01210-26	Test Status alter Webshop mid
☐	⋮	⇄	26-050240	freigegeben	16-04-2026	CMU-01212-26	Test ALS S mid Status
☐	⋮		26-052847	freigegeben	21-04-2026	CMU-01262-26	Test Status manuell angeleter Auftrag (mid)
☐	⋮	🚩	26-052863	in Bearbeitung	22-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)
☐	⋮		26-052879	freigegeben	21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)
☐	⋮		26-058291	freigegeben	04-05-2026	CMU-01419-26	Test Probe ALS Germany (München)

60 Elemente pro Seite

Einträge 1 - 9 von 9

☐ Ausstehend(0) ☐ Keine Spezifizierung(9) ☐ Bestanden*(0) ☐ Warnung(0) ☐ Nicht konform(0) ☐ Gesamt (9)

🚩 Zwischenergebnis

⇄ Ergebnisupdate von bereits berichtetem Wert

Bestanden* wird gemäß Kundenspezifikation vergeben und stellt keine Bestätigung des Ergebnisses durch ALS dar.

[zurück](#)

[weiter](#)

Ergebnisse

- Wie man den Datumszeitraum für die im Raster angezeigten Probenergebnisse ändert

Ergebnisse Auswählen nach Probenserie
xxx Weißwurst AG
Batch - Probeneingang: Letzte 30 Tage

Suche

Eingangsdatum
Letzte 30 Tage

Auftragsbezeichnung

Auftragsnummer

Anwenden

Um den Datumsbereich für die Ergebnistabelle zu ändern, klicken Sie hier.

Klicken Sie im Feld 'Eingangsdatum' auf das Filtersymbol, um einen anderen Zeitraum auszuwählen. Die Option 'Zwischen' ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Datumsbereich auszuwählen.

Zeigen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Batch	Icon	Probenserie	Status	Eingangsdatum	Auftragsnummer	Auftragsbezeichnung
26-05284		26-05284		21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status manuell angelegter Auftrag (mid)
26-05286		26-05286		22-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)
26-05287		26-05287		21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)
26-05826		26-05826		04-05-2026	CMU-01419-26	Test Probe ALS Germany (München)

Filtern Sie hier nach konkreten Auftragsbezeichnungen und oder Auftragsnummern

Eingangsdatum
Letzte 30 Tage

Auftragsbezeichnung
Test

Auftragsnummer
1263

Anwenden

Klicken Sie auf 'Anwenden', um die Tabelle für den neue ausgewählten Zeitraum zu aktualisieren.

Batch	Icon	Probenserie	Status	Eingangsdatum	Auftragsnummer	Auftragsbezeichnung
26-052863		26-052863	in Bearbeitung	22-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)
26-052879		26-052879	freigegeben	21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mid)

[zurück](#)

[weiter](#)

Ergebnisse



- Wie man Ergebnisse filtert

Der Schnellzugriff zeigt Ihnen sofort die Ergebnisse in der vertikalen Ansicht

oder ändern Sie die Ansicht. „Beispiel (Vertikal)“ ist am beliebtesten und zeigt Probeninformation und Ergebnisse im selben Raster an.

View Results Exportieren

Wählen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

		Batch					
	Icon	Probenserie	Status	Eingangsdatum	Auftragsnummer	Auftragsbezeichnung	
☐		26-058291	freigegeben	04-05-2026	CMU-01419-26	Test Probe ALS Germany (München)	
☐		26-052863	in Bearbeitung	22-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mld)	
☐		26-052879	freigegeben	21-04-2026	CMU-01263-26	Test Status ALS S (mld)	
☐		26-052847	freigegeben	21-04-2026	CMU-01262-26	Test Status manuell angelegter Auftrag (mld)	
☐		26-050154	freigegeben	16-04-2026	CMU-01209-26	Test Status mld alter Webshop	
☒		26-050240	freigegeben	16-04-2026	CMU-01212-26	Test ALS S mld Status	
☐		26-050192	freigegeben	16-04-2026	CMU-01210-26	Test Status alter Webshop mld	
☐		26-050125	freigegeben	16-04-2026	CMU-01207-26	Test mld alter Webshop	

- Ansicht Probe (Einfach)
- Ansicht Probe (Horizontal)
- Ansicht Probe (Vertikal)

Probe (Vertikal)

26-052847

☐	☐ 26-052847-01 (1)	
▼ Batch		
Auftragsbezeichnung	Test Status manuell angelegter Auftrag (mld)	
Auftragsnummer	CMU-01262-26	
Status	freigegeben	
Eingangsdatum	21-04-2026	
▼ Probe		
Icon		
Probennummer	26-052847-01	
Uml. Nr.	1	
Probenbezeichnung	Test 1	
Status	freigegeben	
ALS Standort	CMU	
Probeneingang	21-04-2026	
Probenahmedatum		
Solddatum	28-04-2026	
▼ Probenvorbereitungsprotokoll n...		
Lufttrocknung (40°C) vor Siebung	nein	
Fraktion < 2 mm Gew%	98	
Fraktion > 2 mm Gew%	2	
▼ Physikalisch-chemische Unters...		
Trockensubstanz Gew%	75,0	
▼ Aus der Teilfraktion <2mm bezo...		
Totaler organischer Kohlenstoff (TOC) <2 Gew%	5	

[zurück](#)

[weiter](#)

Ergebnisse



- Ergebnisse nach Excel exportieren, entweder mit dem Schnell-Export oder der erweiterten Export-Methode

Schnellzugriff
um gefilterte
Ergebnisse in
Excel zu
exportieren

View Results		Exportieren
Geben Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu filtern		
Batch		
	Icon	Probenserie
☐		26-016350
☒		26-017516
☐		26-017553
☐		26-032281
☐		26-032516
☐		26-045320

[zurück](#)

right solutions. right partner.

Daten exportieren

Bericht

Vorlagen

Vorlage

Proben (vertikal)

xlsx

1

20

Elemente pro Seite

Einträge 1 - 1 von 1

Auswahl

☒ Ausgewählte Einträge

☐ Aktuelle Seite

☐ Alle Seiten

Dateiname für Export

Ergebnisse in numerische Werte umwandeln

Conversion Type

None

☐ Excel – use numeric cells when possible

Schließen

Exportieren

Fügen Sie hier zusätzliche Darstellungsoptionen hinzu. (Optional)

Dateiname vergeben

Klicken zum Exportieren

[Menü](#)